

ATS – Autotrans

Zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej

- **Bezpieczny dla pacjentów**
- **Łatwy w użyciu**



Cechy produktu:


- System niskociśnieniowy (minimalizuje ilość uszkodzonych erytrocytów)
- Łatwy w użyciu
- System zamknięty
- Zestaw nie wymaga używania pompy
- Minimalizuje zapotrzebowanie na ilość przetaczanej krwi
- Worek na krew o pojemności 1000 ml
- 2 zawory jednokierunkowe
- Wbudowany filtr 200 μ m
- Niski koszt
- Nie zawiera lateksu

Autoryzowany dystrybutor na terenie Polski:



UROVISION F.H. Zbigniew Płonka, Os. Złotego Wieku 43 lok. 7, 31-618 Kraków
tel/fax: 012 647 16 36
e-mail: zbigniew@urovision.pl piotr@urovision.pl Internet: www.urovision.pl

ATS – Autotrans



ATS 40 Zestaw do transfuzji

- filtr 40 μm
- elastyczna komora do przesączania krwi
- przewód o dł. 150 cm
- zacisk rolkowy
- końcówka typu Luer Lock

ATS-Autotrans



Nr Kat.

120-000



Opis

ATS-Autotrans

Zestaw do autotransfuzji z

- wtyczką do podłączenia 3 przewodów drenujących,
- odłączaną przedłużką do drenów
- mieszkem zasysającym
- workiem na krew o pojemności 1000ml z wbudowanym filtrem 200 μm

210-000



ATS-40

Zestaw do transfuzji z filtrem 40 μm , dł. 150 cm z:

- zaciskiem rolkowym,
- końcówką typu Luer Lock

Autoryzowany dystrybutor na terenie Polski:



UROVISION F.H. Zbigniew Płonka, Os. Złotego Wieku 43 lok. 7, 31-618 Kraków
tel/fax: 012 647 16 36
e-mail: zbigniew@urovision.pl piotr@urovision.pl Internet: www.urovision.pl